


## PROGRAMACIÓN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Para acceder a esta ventana se debe presionar un clic sobre el icono de "Programación de Atención de Enfermería" ubicado en la barra de herramientas:




La pantalla de "Programación de Atención de Enfermería", refleja las actividades Planificadas previamente por la enfermera/matrona a cargo del paciente.

Cada actividad se reflejará en esta planilla cuadriculada de 24 celdas, (1 por hora) desde las 08:00 del día en curso hasta las 08:00 del día siguiente.


A screenshot of the 'Programación de Atención de Enfermería' window. At the top, there are date selection fields for 'Fecha' (01/12/2006), '01/12/2006', and '02/12/2006'. Below this is a grid with columns for hours from 08 to 03 and rows for activities: 'Atención', 'Estimular ingesta', 'Control signos vitales', 'Levantar asistido', 'Ducha', 'Brindar apoyo emocional al paciente', and 'Otra actividad'. The 'Atención' row is currently selected. At the bottom, there is a 'Usuario Conectado: ENF\_MROMERO' field and a 'Grabar' button.

A continuación se enumera paso a paso la programación de las actividades:


- Seleccione la actividad a programar ubicando el cursor en el casillero de la hora correspondiente al inicio de esta.

A screenshot of the same scheduling grid as above. A red box highlights the cell at the intersection of the 'Control signos vitales' row and the 18:00 column, indicating the selection of this activity for that time slot.


b. Presione el botón derecho del Mouse y se desplegarán las opciones Programar y Ejecutar.




c. Al seleccionar "Programar" se ve las diferentes frecuencias seleccionar la que corresponda con un clic.



d. El Panel mostrará los mensajes de confirmación para grabar la programación,



e. Al responder SI y Aceptar a los mensajes anteriores respectivos quedará la programación calculada con la frecuencia horaria seleccionada.



El nombre de usuario responsable de la programación queda visible en la columna usuario.

## Registro de Ejecución de las actividades

Posterior a la programación de las actividades planificadas las acciones que se pueden realizar con una actividad programada a través del botón derecho del mouse son:


Programar	-Ejecutar
Ejecutar	-Rechazar
Rechazar	-Suspende
Suspender	-Desprogramación
Desprogramar	-Usuario
Usuario	

Al momento de registrar que se Ejecutó una actividad programada:

- Seleccionar la celda correspondiente a la programación de la actividad que fue ejecutada.
- Con el botón derecho del mouse, seleccionar desde el menú desplegado la opción **Ejecutar**.

Fecha	01/12/2006		01/12/2006															12/2006		
Atención	Usuario		08	09	10	11	12	13	14	15	16	17						01	02	03
Estimular ingesta																				
Control signos vitales	ENF_MRO																			
Levantar asistido																				
Ducha																				
Brindar apoyo emocional al paciente																				
Otra actividad	ENF_MRO																			P

- El Panel mostrará el mensaje de confirmación para grabar



- Al responder SI, el Panel desplegará una letra "E" en lugar de la "P" y quedara ejecutada la actividad.

Atención	Usuario		08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	
Estimular ingesta																							
Control signos vitales	ENF_MRO												P							P			
Levantar asistido																							
Ducha	ENF_MRO											E											
Brindar apoyo emocional al paciente																							
Otra actividad	ENF_MRO											P					P					P	



## 2.- Rechazar

Para registrar en rechazo de una actividad, seleccionar la opción correspondiente del botón derecho.

Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	
Estimular ingesta																						
Control signos vitales	ENF_MRO																					
Levantar asistido																						
Ducha	ENF_MRO																					
▶ Brindar apoyo emocional al paciente	ENF_MRO																					
Otra actividad	ENF_MRO																					

Programar  
Ejecutar  
Rechazar  
Suspender

El sistema le mostrará el siguiente mensaje:



Es necesario registrar el motivo de rechazo, mediante una nota de enfermería obligatoria.

Posteriormente se desplegará una letra "R" sobre las horas programadas de la actividad previamente.

Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	
Estimular ingesta																						
Control signos vitales	ENF_MRO																					
▶ Levantar asistido	ENF_MRO											R			R					R		
Ducha	ENF_MRO											E										
Brindar apoyo emocional al paciente	ENF_MRO										P											
Otra actividad	ENF_MRO											P				P					P	

Una vez que se graba, estas últimas "R" que no corresponden desaparecen, permitiendo reprogramar las dosis restantes.


Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	
▶ Estimular ingesta																						
Control signos vitales	ENF_MRO																					
Levantar asistido	ENF_MRO											R										
Ducha	ENF_MRO											E										
Brindar apoyo emocional al paciente	ENF_MRO										P											
Otra actividad	ENF_MRO											P				P					P	

## 3.- Suspender

Para registrar la suspensión una actividad programada seleccionar la opción correspondiente del botón derecho sobre la celda.

Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	
Estimular ingesta	ENF_MRO																					
Control signos vitales	ENF_MRO																		P		P	
Cambio de posición																						

Responder "Si" al mensaje de confirmación



En este caso también se debe registrar una **nota de enfermería obligatoria** para justificar el motivo de la suspensión de la dosis.

Con el mensaje de Advertencia: Debe reprogramar, la letra "P" cambia a "S"



Al aceptar se desplegará una letra "S" sobre todas las Programaciones previas y viran a color Amarillo.

Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03
Estimular ingesta	ENF_MRO									E											
Control signos vitales	ENF_MRO									S	S	S	S	S	S	S	S				
Cambio de posición																					

Una vez que se graba, estas últimas "S" que no corresponden desaparecen, permitiendo reprogramar nuevamente la actividad.

Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03
Estimular ingesta	ENF_MRO									E											
Control signos vitales	ENF_MRO									S											
Cambio de posición																					

#### 4.- Desprogramar

Para desprogramar una actividad del Plan de atención, seleccionar la opción correspondiente del botón derecho.

Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	00	01	02	03
Estimular ingesta	ENF_MRO									E				
Control signos vitales	ENF_MRO								S				P	
Cambio de posición														

Esta acción permite anular la primera programación, para la generación de un nuevo programa.

Se debe justificar la desprogramación mediante una nota de enfermería obligatoria.

**Eliminación de Enfermería**

Ingrese la Nota de Enfermería

Posteriormente se desplegará una letra "E" sobre las horas correspondientes a la actividad programada.

Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	
Estimular ingesta	ENF_MRO	P				P				P				P					P			
Control signos vitales	ENF_MRO	P				P				P				P							P	
Cambio de posición	ENF_MRO	E						E						E							E	

Una vez que se graba, todas las "E" desaparecen, permitiendo reprogramar.

Atención	Usuario	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	
Estimular ingesta	ENF_MRO	P				P				P				P					P			
Control signos vitales	ENF_MRO	P						P						P							P	
Cambio de posición																						


### 5.- Usuario:

Para ver Usuario responsable de los registros seleccionar la opción correspondiente del botón derecho sobre la celda.

Esta acción permite realizar auditoría de cada una de las celdas con registros realizados.

Atención	Usuario	13	14	Programar	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08
Estimular ingesta	ENF_MRO					P					P				P
Control signos vitales	ENF_MRO	S													
▶ Cambio de posición	ENF_MRO								P						

La ventana muestra la Cuenta de usuario, fecha y hora del registro.



Para salir de esta ventana, hacer clic sobre el botón Salir (  )

**OBSERVACION:**

Cada vez que se realice un rechazo, suspensión o ejecución tardía de una Actividad, es necesario reprogramarlas para cumplir con el del Plan de Enfermería.